




- Capacidades desde 300g a 6000g
- Resolución interna: 1/200000
- Responde rápidamente con los pesos exactos
- Los programas de aplicación incluyen: Pesaje de control, conteo de piezas, pesada en porcentaje, totalizador
- Batería proporciona hasta 35 horas de uso continuo (sin iluminación)
- RS232 para conexión a computadora ó impresora.
- Opcional USB.

### CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 16.5 mm.
- Alimentación: Adaptador (100~240VAC/12V500mA), batería de (6V/1.3Ah), tiempo de operación: 35 horas.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C
- Interface Rs232

### DIMENSIONES



### Modelos Disponibles

| Codigo    | Modelo   | Capacidad máx. (g) | Legibilidad (g) | Carga mínima (g) | Tamaño del plato mm |
|-----------|----------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| LPREC0011 | NB-300   | 300                | 0,01            | 0,2              | Φ 120               |
| LPREC0012 | NB-3000  | 3000               | 0,1             | 2                | 140 x 150           |
| LPREC0013 | NHB-600  | 600                | 0,01            | 0,2              | Φ 120               |
| LPREC0014 | NHB-6000 | 6000               | 0,1             | 2                | 140 x 150           |
|           |          |                    |                 |                  |                     |
|           |          |                    |                 |                  |                     |
|           |          |                    |                 |                  |                     |