

Analizador de Humedad



Múltiples protecciones, mas seguro



Dos modos de calibración



Alta Eficiencia con Lampara de calentamiento halógena



Multi-Compatibilidad de impresoras, estandar RS232 interface

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MBA1102	MBA1102a	MBA1103	MBA1103(HBM)
Max Capacidad	110g			
Precision de pesaje	0.01g	0.005g	0.001g	0.001g
Sensor de carga	Load Cell	Load Cell	Load Cell	HBM
Temp.Sensor	PT-100-2			
Temp.Rango	40°C-160°C			
Temp.Setting / Precision en pantalla	1°C			
Dimensiones del plato	φ96mm			
Humedad / Rang del Test	90.00%-10.00%	95.00%-5.00%	100.00%-0.00%	100.00%-0.00%
HUMEDAD / DRY% Legibilidad	0.1%	0.05%	0.01%	0.01%
Temperatura de operación	5°C-35°C			
Idioma	CN/EN			
Dimensiones	336*185*165mm			