



La balanza ES de PREC es ligera y portátil, ideal para su uso en laboratorios, industrias y educación.

Plataforma de pesaje de acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.


Compacta, precisa y a un precio competitivo, totalmente portátil al funcionar con 4 pilas "AA". También se puede utilizar el adaptador de CA.



CARACTERÍSTICA

- Funcion Pesadora y Contadora
- Pantalla: LCD altura de dígitos de 12,7 mm.
- Alimentación: Adaptador (100~240VAC/ 6V500mA), o 4 Pilas AA (Lr6) no incluidas.
- Temperatura de operación: 10°C a 40°C
- El modelo ES-200A incluye pesa de control.

DIMENSIONES



Modelos Disponibles

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (g)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)	Tamaño del plato mm
LPREC0050	ES-200A	200	0,01	0,02	Φ 120
LPREC0051	ES-2101	2100	0,1	2	166 x 128
LPREC0052	ES-600	600	0,1	2	166 x 168
LPREC0053	ES-1100	1100	0,1	2	166 x 128