



BALANZA ANALÍTICA

WIA
224

WISUX

BALANZA ANALÍTICA

WIA 224



Modelo	WIA224
Rango	0-220 g
División	0,1 mg
Repetibilidad	3d
Linealidad	5d
Tiempo respuesta	≤ 4 seg.
Tamaño plato	Ø 80 mm
Display	LCD con backlight
Rango de tara	Para toda la gama mediante sustracción
Interfaz	RS-232 bidireccional
Unidades	g, mg, oz, ct
Funciones	Pesaje básico, Porcentual , Conteo de piezas, Autocalibración
Dimensiones Grales. (Ancho x Prof. x Alt.)	340 x 215 x 350 mm
Temperatura de trabajo	+10 a 30° C
Alimentación	Tensión de entrada: 220V ~ 200mA - 60Hz
	Salida adaptador externo: 5 VDC 0,6A
Masa de calibración	Sí
Peso Neto	7,5 kg

TECNOLOGÍA ACCESIBLE

WISUX